

KIT PER RIFINITURA CROMO-COBALTO



Kit di strumenti rotanti realizzato per la rifinitura di leghe al cromo cobalto e altre leghe dure composto da frese in tungsteno di ultima generazione con grande efficacia di taglio, poche vibrazioni, superfici lisce e lunga durata di utilizzo. IMPORTANTE: Gli strumenti contenuti nel kit hanno un alto potere di taglio per cui e' consigliabile non effettuare pressioni elevate anche per salvaguardare la durata degli stessi. Non superare il numero di giri indicato nel dettaglio che segue.

Dettaglio di utilizzo degli strumenti da destra a sinistra partendo dall'alto:

- ISO 654.900.372.544.220 **RUOTINA SUPER ABRASIVA** PER ABBASSARE LE SPINE DI FUSIONE DOPO IL TAGLIO RPM MAX. 10.000.
- ISO 613.900.327.504.220 **DISCO RINFORZATO IN FIBRA DI KEVLAR** PER IL TAGLIO VELOCE DELLE SPINE DI FUSIONE RPM MAX 15.000.
- ISO 500.104.278NEM.040 **FRESONE TUNGSTENO A OGIVA** PER SGROSSO E RIFINITURA DELLA STRUTTURA IN CR-CO RPM MAX 40.000
- ISO 500.104.141NEM.023 **FRESA TUNGSTENO CILINDRICA A PUNTA TONDA** PER RIFINITURA DELLA STRUTTURA IN CR-CO. RPM MAX.50.000.
- ISO 500.104.289NEM.023 **FRESA IN TUNGSTENO CILINDRICA A PUNTA CHAMFER** PER RIFINITURA DELLA STRUTTURA IN CR-CO RPM MAX. 50.000.
- ISO 500.104.198NEM.023 **FRESA TUNGSTENO CONICA** PER RIFINITURA ESTERNA ED INTERNA DELLA STRUTTURA IN CR-CO. RPM MAX. 50.000.
- ISO 500.104.001NEQ.012 **FRESA TUNGSTENO A PALLA TAGLIO SPECIALE** PER RIFINITURE INTERNE DELLE STRUTTURE IN CR-CO. RPM MAX. 50.000.

TUTTI GLI STRUMENTI CONTENUTI IN QUESTO KIT SONO DI PRODUZIONE TEDESCA E EUROPEA E SONO DA TEMPO UTILIZZATI CON SODDISFAZIONE DAI NOSTRI CLIENTI ODONTOTECNICI.

QUESTO KIT VIENE OFFERTO CON FORMULA SODDISFATTI O RIMBORSATI(Se il cliente non fosse Soddifatto dell'efficacia degli strumenti essi potranno essere resi entro 7 gg. Lavorativi e poi rimborsati).

PREZZO OFFERTA € 57,38 + IVA (€ 70,00)