



**COLOGNE, 14.-18.03.2023**  
40<sup>th</sup> International Dental Show

**SHAPING THE DENTAL FUTURE**

Visit us!  
Hall 11.1  
Stand H061



**Venite a trovarci! Pad. 11.1 – Stand H061**

# OFFERTA 2023

Prezzi validi fino al 30/06/2023 o ad esaurimento scorte

## DLyte | GPAINNOVA

### Il nuovo concetto di lucidatura!

L'unico sistema automatizzato che fornisce risultati migliori della lucidatura manuale. La lucidatura si basa su un'innovativa tecnica di elettrolisi a secco che permette di trattare anche le cavità interne non accessibili meccanicamente.

Tutte le macchine Dlyte permettono di lucidare con la tecnologia DryLyte® i pezzi prodotti con processi di fusione, sinterizzazione e fresatura.



**Dlyte DESKTOP**  
1 scheletrato/ciclo  
45x52x47 cm  
33kg



**Dlyte 1D**  
2 scheletrati/ciclo  
51x115x69 cm - 96kg  
+ supporto  
51x69x68 cm - 47kg



**Dlyte 10D**  
4 scheletrati/ciclo  
82x128x68 cm - 173kg  
+ supporto  
82x68x68 cm - 87kg



**Dlyte 100D**  
9 scheletrati/ciclo  
95x141x73 cm - 217kg  
+ supporto  
95x70x74 cm - 100kg

Per informazioni commerciali e tecniche contattare:  
Simed srl - Via Monte Spluga 28 - 20021 Baranzate (MI)  
Tel: 02.3561518 - 02.3562314 - info@simedonline.com - www.simedonline.com

# SABBIATRICI MICROJET

Microsabbiaatrice modulare può essere dotata da 1 a 3 serbatoi personalizzabili in funzione della granulometria che si intende utilizzare.

La selezione del serbatoio da utilizzare (in caso di sabbiaatrici a più serbatoi) avviene mediante un pratico selettore sistemato all'interno della cabina e l'operazione di sabbiaatura viene comandata da un pedale pneumatico azionato dall'operatore.

Il collegamento all'aspiratore avviene mediante il foro laterale per l'innesto del bocchettone. L'ampia cabina di lavoro è munita di illuminazione a led. Lo sportello in plexiglas é protetto da un foglio di plastica di facile sostituzione.



<b>MICROJET 1</b> (1 modulo)	<del>€ 918,00</del>	<b>€ 680,00</b>
<b>MICROJET 2</b> (2 moduli)	<del>€ 1.152,00</del>	<b>€ 850,00</b>
<b>MICROJET 3</b> (3 moduli)	<del>€ 1.430,00</del>	<b>€ 1.050,00</b>

La MICROJET può essere dotata anche di un modulo da sgrosso a riciclo. In questo caso alla microsabbiaatrice viene aggiunto un **modulo di raccolta della sabbia**.

Il sabbiaatore, munito di braccio flessibile per un posizionamento personalizzabile, pesca la sabbia che si accumula sul fondo del modulo e la ricicla attraverso un ugello con foro Ø 4 mm. In questo modo si ottiene un significativo risparmio di abrasivo con una sabbiaatura più energica per le superfici dei pezzi da sgrossare. In pratica si hanno due sabbiaatrici in un solo apparecchio. La scelta tra microsabbiaatura e modulo da sgrosso (se presente) avviene utilizzando gli appositi pedali pneumatici (uno per lo sgrosso e uno per la microsabbiaatura).



<b>MICROJET 1/S</b> (1 mod.+ sgrosso)	<del>€ 1.195,00</del>	<b>€ 880,00</b>
<b>MICROJET 2/S</b> (2 mod.+ sgrosso)	<del>€ 1.430,00</del>	<b>€ 1.060,00</b>
<b>MICROJET 3/S</b> (3 mod.+ sgrosso)	<del>€ 1.686,00</del>	<b>€ 1.250,00</b>

Per informazioni commerciali e tecniche contattare:  
**Simed srl - Via Monte Spluga 28 - 20021 Baranzate (MI)**  
 Tel: 02.3561518 - 02.3562314 - [info@simedonline.com](mailto:info@simedonline.com) - [www.simedonline.com](http://www.simedonline.com)

## SABBIATRICI PRIMA

Sabbiatrice dotata di un modulo da sgrosso a riciclo che aspira l'abrasivo dal fondo della cabina. La sabbiatrice deve essere collegata ad un aspiratore munito di filtro mediante il foro sul retro per l'innesto del bocchettone.

La cabina di lavoro è illuminata a led e lo sportello in plexiglas è protetto da un foglio di plastica che può essere facilmente sostituito. La pressione in ingresso può essere dosata mediante un regolatore di pressione munito di manometro.



Nella versione /1 la PRIMA può essere dotata di un serbatoio aggiuntivo per microsabbatura che permette di utilizzare ossido d'alluminio o microsferi di vetro di differenti granulometrie per i trattamenti superficiali di metallo e ceramica. La selezione tra modulo da sgrosso e serbatoio per microsabbatura avviene mediante un pratico selettore posizionato all'esterno della cabina.

PRIMA /P ~~€ 678,00~~ € 499,00

PRIMA /1 ~~€ 940,00~~ € 699,00

## SABBIATRICE HEXAGON



Sabbiatrice a funzionamento automatico e manuale. Dotata di cestello rotante con capacità di 8-10 scheletrati e illuminazione a led.

Completa di timer, filtro aria in entrata, regolatore di pressione e manometro.

Necessita di un sistema di aspirazione esterno per il collegamento del quale è fornita di un foro dia. 36 mm ed una presa per l'allacciamento alla corrente che consente la gestione dell'accensione insieme alla sabbiatrice.

HEXAGON ~~€ 1.750,00~~ € 1.360,00

Per informazioni commerciali e tecniche contattare:

Simed srl - Via Monte Spluga 28 - 20021 Baranzate (MI)

Tel: 02.3561518 - 02.3562314 - info@simedonline.com - www.simedonline.com

## ASPIRATORI



Aspiratore con doppio filtraggio a mezzo di sacchi filtro e microfiltro. Utilizzabile sia per microsabbiatrici che per squadramodelli a secco. Potenza max 900 W con regolatore.

EUR ~~€ 420,00~~ € 299,00

Aspiratore per microsabbiatrici con abbattimento delle polveri ad acqua e successivo filtraggio di particelle fino a 7 µm con una speciale cartuccia. Potenza max 1200 W con regolatore.



AQA ~~€ 560,00~~ € 399,00

## OSSIDO D'ALLUMINIO

L'ossido di alluminio SIMED è puro al 99,75% e non contiene silice allo stato libero  
Disponibile nelle grane 50,80,90,110,125,150,180 e 250 µm,



3Kg	<del>€ 18,00</del>	€ 13,20
5kg	<del>€ 27,80</del>	€ 20,50
9kg	<del>€ 46,80</del>	€ 34,60
25kg	<del>€ 110,00</del>	€ 81,50

## MICROSFERE

per la lucidatura delle leghe metalliche anche preziose e le resine.  
Disponibili nelle grane 50, 90, 150 µm

3 kg	<del>€ 15,90</del>	€ 10,80
5 kg	<del>€ 22,40</del>	€ 15,00
8 kg	<del>€ 33,60</del>	€ 22,60



Per informazioni commerciali e tecniche contattare:  
Simed srl - Via Monte Spluga 28 - 20021 Baranzate (MI)  
Tel: 02.3561518 - 02.3562314 - info@simedonline.com - www.simedonline.com

# FORNI DI PRERISCALDO

## Modello EASY

- timer per l'accensione differita impostabile fino a 99 ore e 59 minuti
- ciclo a tre stadi con temperature, velocità di salita e tempi di stazionamento impostabili liberamente.
- predisposizione per il collegamento di un camino con Ventola aspirante gestito da scheda elettronica.

Disponibile in 3 dimensioni:

SF 170/E (1700W;camera 12x16x 9 cm; capienza 6\*3X o 3\*6X)

SF 240/E (2400W;camera 16x16x11 cm; capienza 9\*3X o 5\*6X)

SF 285/E (2850W;camera 16x26x11 cm; capienza 8\*6X o 6\*9X)



SF 170/E    ~~€ 1.290,00~~    € 920,00

SF 240/E    ~~€ 1.680,00~~    € 1.200,00

SF 285/E    ~~€ 1.920,00~~    € 1.380,00



## Modello PLUS

- Timer per l'accensione differita settimanale
- Memoria di 10 cicli, ognuno composto da 4 stadi con temperature, velocità di salita e tempi di stazionamento impostabili liberamente.
- predisposizione per il collegamento di un camino con Ventola aspirante gestito da scheda elettronica.

Disponibile in 3 dimensioni:

SF 170/P (1700W;camera 12x16x 9 cm; capienza 6\*3X o 3\*6X)

SF 240/P (2400W;camera 16x16x11 cm; capienza 9\*3X o 5\*6X)

SF 285/P (2850W;camera 16x26x11 cm; capienza 8\*6X o 6\*9X)

SF 170/P    ~~€ 1.660,00~~    € 1.200,00

SF 240/P    ~~€ 2.020,00~~    € 1.460,00

SF 285/P    ~~€ 2.322,00~~    € 1.690,00

Per informazioni commerciali e tecniche contattare:

Simed srl - Via Monte Spluga 28 - 20021 Baranzate (MI)

Tel: 02.3561518 - 02.3562314 - info@simedonline.com - www.simedonline.com

# SCIOGLITORE PER GELATINA DUBLIMAT EVOLUTION

Scioglitore di gelatina da 6 litri.  
Il ciclo di lavoro è gestito automaticamente dalla scheda elettronica con la possibilità di impostare l'accensione ritardata con programmazione settimanale.  
Il software permette di impostare liberamente le temperature di scioglimento e di mantenimento, di gestire in maniera differenziata l'accensione delle resistenze, in caso di carico ridotto, e regola il funzionamento del motore in modo da ridurre i consumi di corrente.

Agitatore e coperchio sono in acciaio inox mentre il nuovo motore trifase riduce la rumorosità aumentando allo stesso tempo spunto e potenza.



## DUBLIMAT EVOLUTION

~~€ 2.990,00~~ € 2.400,00

## VIBRATORI

### VIBRO 4

(piatto 15,5 x 16 cm)

~~€ 212,00~~

€ 150,00



### VIBRO 12 (piatto 24 x 34 cm)

~~€ 354,00~~ € 256,00

### VIBRO 6 (piatto 14 x 22,5 cm)

~~€ 268,00~~ € 194,00

Per informazioni commerciali e tecniche contattare:  
Simed srl - Via Monte Spluga 28 - 20021 Baranzate (MI)  
Tel: 02.3561518 - 02.3562314 - info@simedonline.com - www.simedonline.com

# DUPLICAZIONE

## SILICONI DUPLOSIL

**DUPLOSIL** Silicone di poliaddizione per duplicare modelli con eccellente capacità di riproduzione dei dettagli e minima ritrazione lineare (< 0,1%).

Tempo di lavorabilità ca. 5 min.

Tempo di sformatura ca. 30 min.



Disponibile in quattro durezza ShoreA:

9°-10° (blu)

19°-21° (azzurro)

25°-27° (verde chiaro)

18°-20° ShoreA (trasparente)

1kg A + 1kg B ~~€ 93,00~~ € 62,00

5kg A + 5kg B ~~€ 432,00~~ € 284,00

## GELATINE DURODENT



### DURODENT POLISIL

Colore verde

Per tutti i rivestimenti.

Particolarmente elastica e tenace con durata ancora maggiore.

6kg ~~€ 86,00~~ € 63,00

### DURODENT EXCEL

Colore bianco.

Per tutti i rivestimenti.

Elevata precisione, elasticità e durata.



6kg ~~€ 82,00~~ € 61,00

### DURODENT GR

Colore azzurro. Per gesso.

6kg ~~€ 78,00~~ € 60,00



Per informazioni commerciali e tecniche contattare:  
Simed srl - Via Monte Spluga 28 - 20021 Baranzate (MI)  
Tel: 02.3561518 - 02.3562314 - info@simedonline.com - www.simedonline.com

# SILICONI PER MASCHERINE

**SILCO** Silicone di **CONDENSAZIONE**.  
Durezza **85° Shore A**  
o **EXTRA HARD** durezza **95° Shore A**.  
Tempo di lavorabilità ca. 1 min 15 sec.  
Tempo di presa ca. 3 min



1,5kg con 1 catalizzatore ~~€ 29,00~~ **€ 21,00**  
5kg con 2 catalizzatori ~~€ 71,00~~ **€ 52,00**



**SILCO HP** Silicone di **POLIADDIZIONE**.  
Durezza **70° ; 80° o 90° Shore A**.  
Maggiore precisione ed assenza di componenti nocivi.  
Tempo di lavorabilità ca. 1 min 30 sec  
Tempo di presa ca. 3 min

Disponibile in tre diverse durezza ShoreA:  
70° (verde) - 80° (arancione) - 90° (azzurro)

1,5kg A + 1,5kg B ~~€ 84,00~~ **€ 54,00**  
5kg A + 5kg B ~~€ 230,00~~ **€ 148,00**

## RIVESTIMENTO per FISSA

### AUROCAS T QUICK / KERA VEST

Rivestimento a base fosfatica per ponti e corone, di granulometria estremamente fine per un risultato di elevata precisione.  
Adatto alla tecnica di riscaldamento rapido per leghe nobili e vili e per la tecnica della ceramica pressofusa.



Scatola da 4kg (25 x 160gr) ~~€ 60,00~~ **€ 43,00**  
Liquido EXPANSIL AURO 900ml ~~€ 20,00~~ **€ 14,00**

Per informazioni commerciali e tecniche contattare:  
Simed srl - Via Monte Spluga 28 - 20021 Baranzate (MI)  
Tel: 02.3561518 - 02.3562314 - info@simedonline.com - www.simedonline.com

# GENERATORE DI VAPORE STIMY 4/I

**Carcassa  
INOX**



Generatore di vapore a caricamento manuale con carcassa e caldaia in acciaio inox. Capacità caldaia 3,3 Lt, pressione di funzionamento 4 bar. Doppio pressostato, Valvola di sicurezza e controllo livello minimo acqua in caldaia con disattivazione resistenza e spia segnalazione basso livello acqua.

**STIMY 4/I (3 litri, 4 bar) € 1.350,00 € 980,00**

# FOTOPOLIMERIZZATORE LIGHT MASTER



8 lampade UV e 2 lampade dicromatiche specifiche per la fotopolimerizzazione dei compositi dentali garantiscono la copertura di uno spettro d'emissione da 320 a 550 nm e l'indurimento di tutti i materiali fotosensibili.

L'apparecchio è provvisto di timer, piattino rotante per ottimizzare l'esposizione alla luce, di una ventola per contenere la temperatura interna e di un contatore per controllare l'invecchiamento delle lampade.

Due interruttori aggiuntivi permettono l'accensione o lo spegnimento indipendente delle due lampade dicromatiche in funzione della potenza richiesta.

Potenza luce variabile da 72W a 222 W.

**LIGHT MASTER € 1.140,00 € 850,00**

Per informazioni commerciali e tecniche contattare:  
Simed srl - Via Monte Spluga 28 - 20021 Baranzate (MI)  
Tel: 02.3561518 - 02.3562314 - info@simedonline.com - www.simedonline.com

# RESINE DENTALI

## Per protesi e provvisori

### TEMP FLUO

Resina autopolimerizzabile a freddo per corone e ponti provvisori su impianti e monconi naturali

- Alta Fluidità
- 100% Stabilità di colore
- Nuovo sistema di catalizzazione
- Ottimo Fitting e sigillo marginale
- Eccellenti proprietà meccaniche
- Mucose salvaguardate dal basso rilascio di monomero residuo
- Microperle garantiscono una bassa contrazione da polimerizzazione
- Meno monomero e le microperle restituiscono alta lucidabilità e compattezza.
- Chromatic and fluorescent effect tooth.

### COLORI DISPONIBILI

Dentine: A1 A2 A3 A3.5 A4

B1 B2 B3 C2 C3 D2 D3

Smalti: E1 E2 E3 CLO BLH WT

100gr polvere € 29,80

100ml liquido € 29,80



### SPRAY OCCLUSALE VERDE

Spray per la rilevazione e il controllo dei punti di contatto. Forma una pellicola uniforme colorata che rende immediatamente visibili i punti di contatto da eliminare. Fornito con cannula per garantire uno spruzzo extra fine e uniforme.

Flacone da 75 ml

~~€ 10,40~~ € 7,90

Per informazioni commerciali e tecniche contattare:

Simed srl - Via Monte Spluga 28 - 20021 Baranzate (MI)

Tel: 02.3561518 - 02.3562314 - info@simedonline.com - www.simedonline.com

## MICROSCOPIO

Microscopio stereoscopico  
per ingrandimenti da 7x a 45x  
Attacco trinoculare .  
Distanza di lavoro ca. 100 mm.  
Illuminatore anulare compreso.



**CRYSTAL 45 PLUS € 1.150,00**

Accessori opzionali (non compresi nell'offerta):

- Lente di protezione
- Obiettivo 0,5x per aumentare la distanza di lavoro a ca. 170 mm



## CASCO CON LENTE D'INGRANDIMENTO

Lente di ingrandimento con fascia regolabile per permettere l'adattamento a qualsiasi circonferenza. La fornitura comprende cinque lenti combinabili per ottenere 11 diversi ingrandimenti (da 1x a 6x). Il casco è munito di illuminazione led orientabile e asportabile.

**VUEMAX 2 € 45,00**

Per informazioni commerciali e tecniche contattare:  
Simed srl - Via Monte Spluga 28 - 20021 Baranzate (MI)  
Tel: 02.3561518 - 02.3562314 - info@simedonline.com - www.simedonline.com

# CAMERA DI RIFINITURA BOXY

**NOVITA'**



Box rifinitura con illuminazione a LED e possibilità di collegare aspiratore esterno gestendone l'accensione direttamente dal box.

Disponibile a scelta con fori per mani aperti, con manichette o con guanti.

**PREZZO  
LANCIO**

**BOXY  
€ 350,00**

## LEGHE VILI CrCo

**CERAMIZZABILI senza Ni**

100 gr **€ 42,00**

### **KERA C**

Durezza 350 HV 10/30  
Resistenza alla trazione 750 MPa  
CET (25 - 500°C)  $14,1 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

### **KERA GEN**

Durezza 285 HV 10  
Resistenza alla trazione 525 MPa  
CET (25 - 500°C)  $14,5 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

**PER SCHELETRICA 1kg € 207,00**

### **ROBUR 400**

Durezza 420 HV 10/30  
Resistenza alla trazione 930 MPa  
Limite di snervamento 705 MPa

### **DENTIUM**

Durezza 460 HV 10/30  
Resistenza alla trazione 850 MPa  
Limite di snervamento 590 MPa



Per informazioni commerciali e tecniche contattare:

**Simed srl - Via Monte Spluga 28  
20021 Baranzate (MI)**

**Tel: 02.3561518 - 02.3562314**

**info@simedonline.com - www.simedonline.com**