



*Speciale*

**Deflex**®



# MAD 1300 TOUCH

CON L'ACQUISTO DELLA SISTEMATICA DEFLEX IN OMAGGIO RICEVERAI I PRODOTTI 1FLEX TECHNOLOGY E DEFLEX.



SCOPRI L'OFFERTA MAD1300 TOUCH!

*Scansionami!*

# PARALLELOMETRO

Il parallelometro è lo strumento di lavoro indispensabile al laboratorio odontotecnico per effettuare l'analisi del modello, la progettazione della protesi e il posizionamento corretto. Facilita l'analisi e la progettazione, l'asse di inserzione e i punti di ritenzione delle protesi scheletriche, con ganci in poliammide.



## IL KIT INCLUDE:

- RILEVATORE DI SOTTOSQUADRI 0.25
- RILEVATORE DI SOTTOSQUADRI 0.50
- RILEVATORE DI SOTTOSQUADRI 0.75
- PORTA MINE
- RASCHIETTO PARALLELO PER CERA TESTA PIATTA
- BASE PORTA MODELLI CON CALAMITE
- MANUALE D'USO



## OMAGGIO

10x Cartucce medie a scelta  
Del valore di € 350,00

€ 945,00



## 1FLEX RICAMBI PARALLELOMETRO

Sonda sottosquadri 0.25 Cod. 0000155

Sonda sottosquadri 0.50 Cod. 0000156

Sonda sottosquadri 0.75 Cod. 0000158

Porta mine Cod. 0000157

Paletta cera Cod. 0000154

## PROMO

€ 16,90 cad.

**CLASSIC**

**M10**



**OMAGGIO**  
**5+1**

**OMAGGIO**  
**9+3**




**Equilibrio ottimale tra flessibilità e rigidità, raccomandato per tutti i tipi di progettazione di protesi totali, parziali, su impianti e combinate con metallo.**

LISTINO SMALL € 22 - MEDIUM € 35 - LARGE € 40



**Maggior rigidezza e resistenza permettono di ridurre lo spessore, ideale per protesi totali, overdenture e protesi provvisoria su impianti.**

LISTINO SMALL € 22 - MEDIUM € 35 - LARGE € 40



**ECO PACK SMALL**



**OMAGGIO**  
**10+6**

Del valore di € 132,00

**ACRILATO**



LISTINO LARGE € 40



Rosa medio



**Più resistente e leggero**  
dell'acrilico convenzionale, adatto  
esclusivamente per protesi totali.



**OMAGGIO**

**3+3**

**1FLEX DUPLO 22**

Silicone per duplicazione a base di vinilpolisilossano, polimerizzante per addizione.

Garantisce un'elevata stabilità dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella riproduzione dei dettagli.



Kit 1,1 Kg BASE + 1,1 Kg CATALIZZATORE

Cod. 3040180

**PROMO**

**3 Cartucce  
large a scelta**

**€ 255,00**

## 1 FLEX STONE IV

Gesso di tipo 4 per modelli e monconi di precisione, consigliato anche per poliammide e peek Deflex.



### CARATTERISTICHE A 23°

Rapporto acqua/polvere	27 ml/100g
Tempo di lavorazione	7'
Tempo di presa	12'
Espansione lineare	0,10%
Resistenza alla compressione ad umido	42 Mpa



25 kg Colore Beige Cod. 3081413

**OMAGGIO**  
**€ 92,70**



**1 Cartuccia large a scelta**  
**o 2 Confezioni THERMOFAST O THERMODUR a scelta**

**€ 27,90**



5 kg Colore Beige Cod. 3081412



## 1 FLEX PLUS

Gesso per protesi mobile totale e parziale ad alta espansione.

### CARATTERISTICHE A 23°

Rapporto acqua/polvere	30 ml/100g
Tempo di lavorazione	5'
Tempo di presa	12'
Espansione lineare	0,46%
Resistenza alla compressione ad umido	36 Mpa



6 kg Colore Green Cod. 3081415

**€ 49,00**

## ACETAL

Polimero acetatico opaco con elevata stabilità dimensionale. Non assorbe liquidi e non decolora. Ideale per provvisori, con colorazione VITA. Ribasabile con resina convenzionale.



Colori VITA: A2 - A3 - A3,5 - B3 - C3

Confezione: 250 gr.

**€ 35,90**

## 1 FLEX WAX



### PREFORMATI IN CERA A FORCHETTA

Indicate per protesi parziali e combinate.

Cod. 3040192 Conf. 20 pz.

ACQUISTANDO  
**2 CONF. A SCELTA**

**OMAGGIO**

**1 Cartuccia large a scelta**



### PREFORMATI IN CERA A PALETTA

Indicate per protesi totali.

Cod. 3040193 Conf. 20 pz.

**€ 35,90**

**€ 39,90**

## 1 FLEX CIER

Condotti preformati da 3 e 6 mm per la ceratura di canali e vie di sfogo nella muffola.



50 Bastoncini 30 cm cad.  
3 mm Cod.0000064 | 6 mm Cod.0000063

**2 CONF. A SCELTA**

**€ 45,00**



## 1 FLEX SPRAY

Spray silconico, antiadesivo, lubrificante, antistatico, resistente fino a 280°C.



**PROMO**

**€ 28,00**

500 ml Cod. 0070103

## 1 FLEX DEB SPRAY

Debubblizer - riduttore di tensione.



**PROMO**

**€ 19,90**

250 ml Cod. 0000040

## PASTA DIAMANTATA



**PROMO**

**€ 18,50**

200 gr. Cod. 0021674

## MUFFOLA IN ALLUMINIO

(Da utilizzare con sistema Deflex). Ogni confezione contiene quattro bulloni e una brugola.

**x2**



**PROMO**

**€ 330,00**



**TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA**

Promozioni valide fino al 31/12/2023

Via della Dogana 30,03100 Frosinone (FR) | 0775.202311 - info@1flex.it | www.1flex.it

